

Atención Hospitalaria

Flujómetros

- Flujómetro de 0-15 LPM para aire médico.
- Flujómetro de 0-1 LPM y de 0-3.5 LPM.
- Flujómetro de 0-15 LPM para oxígeno.
- Flujómetro doble de 0-15 para oxígeno
- Para configurar con acoples DISS, Chemetron, Ohmeda, AGA y Dräger

Reguladores de vacío

- Reguladores de vacío de 0-760 mm de Hg.
- Reguladores de vacío de 0-300 mm de Hg.
- Reguladores de vacío de 0-160 mm de Hg.
- Trampas de succión.
- Colectores de secreciones de 1000 y 1500 cc.
- Acoples para regulador de vacío.
- Manguera de succión.

ACOPLES DISPONIBLES

Chemetron	
Ohmeda	
AGA	
DISS	
Dräger	

Reguladores para gases

- Regulador de 0-15 LPM para cilindro portátil
- Regulador de 0-15 LPM para cilindro conexión CGA 540
- Regulador de 0-6 LPM neonatal conexión CGA 540/870
- Regulador 0-15 LPM con salida de alto flujo conexión CGA 540/870
- Regulador con flujómetro de 0-15LPM conexión CGA 540
- Regulador preajustado para oxígeno conexión CGA 540
- Reguladores de presión para aire, Nitrógeno y CO2

✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Atención Hospitalaria

Cilindros en acero y aluminio

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GAS
ACERO	Cilindro de 6,5m3 * 2260 PSI	O2, aire, otros
ALUMINIO	Cilindro central de 3,5m3 * 2216 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro central de 2,6m3 * 2216 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro portátil de 680 litros * 2015 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro portátil de 415 litros * 2015 PSI	O2, aire, N2
ALUMINIO	Cilindro portátil de 207 litros * 2015 PSI	O2, aire, N2



Cilindros con válvula Harrison certificada



Kits de oxígeno portátil y accesorios

- Kit portátil con cilindro de 680 litros
- Kit portátil con cilindro de 415 litros
- Válvula de yugo CGA 870 para cilindro portátil
- Válvula CGA 540 para cilindro portátil
- Carros de transporte para cilindros
- Maletín para cilindro portátil 680 y 415
- Llave para válvula de yugo
- Empaques para regulador de yugo



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Atención Hospitalaria



Succionadores

- Succionadores portátiles 110v / 60 Hz
- Succionador quirurgico

Columnas y cabeceros hospitalarios



- Cabecero hospitalario para hospitalización, 1, 2 y 3 gases.
- Cabecero hospitalario para urgencias y observación.
- Consola hospitalaria para UCI intermedia, 3 gases.
- Consola hospitalaria para UCI intermedia.
- Columna suspendida fija para UCI.
- Columna suspendida rotativa 270° para UCI y quirófano.
- Columna articulada con giro de 270° para quirófano

✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com



Atención Hospitalaria

Garantía: 24 meses

Sistemas de vacío médico

- Sistemas de vacío medico sencillo de 1 a 3 HP
- Sistemas de vacío hospitalario dúplex y tríplex de 1 a 20 HP
- Sistemas de vacío hospitalario tríplex y cuádruplex de 7 a 25 HP.



Compresores de Aire

- Compresores de aire libres de aceite de 1,5 HP a 10 HP marca Schulz
- Compresores para uso odontológico o para producción de aire de servicio (instrumentos neumáticos hospitalarios)



Accesorios y repuestos

- Acoples tipo Chemetron y tipo DISS para oxígeno, aire, vacío, óxido nitroso, CO2, nitrógeno y WAGD.
- Acoples tipo Ohmeda y Dräger para oxígeno, aire y vacío.
- Repuestos para regulador con flujómetro y doble manómetro.
- Repuestos para reguladores y cilindros portátiles.
- Manómetro para regulador de oxígeno.
- Empaque para válvula de yugo.
- Llave para cilindro portatil

✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

