

Productos para proyectos hospitalarios

Tomas de pared y para consola



Tomas de pared tipo chemetron

- Oxígeno
- Aire Medicinal
- Vacío

Tomas de pared tipo DISS

- Oxígeno
- Aire Medicinal
- Vacío
- CO₂
- Nitrógeno
- WAGD
- Aire de servicio



Tomas tipo chemetron para consola

- Oxígeno
- Aire Medicinal
- Vacío
- Nitrógeno


Cajas de corte para gases medicinales

- Cajas de corte para gases medicinales.
- Configuraciones según necesidad, de un gas hasta seis gases.
- Diámetros de tubería de ½" a 1 ½"
- Válvulas en bronce de tres cuerpos soldadas.
- Cumple NFPA99-2012



Válvulas de bola

- Válvulas de bola cuatro tornillos en bronce para soldar. Diámetros disponibles de ½" a 3".
- Válvulas de tres vías de ½" NPT.



Productos para proyectos hospitalarios

Manifolds

- Manifold de alta presión para gases comprimidos.
- Configuraciones de 2x1 hasta 2x20.
- Mangueras y pigtails de alta presión para gases comprimidos




Unidades de regulación

- Unidades de regulación sencillas, dúplex y semiautomáticas para gases medicinales.
- Unidades de regulación para termos de oxígeno líquido.
- Unidades de regulación para nitrógeno o CO2
- Cumplen con los estándares NFPA99 y CGA G-4.1

Alarmas de área

- Alarmas de área digitales de 1 hasta 6 señales
- Alarmas de área análogas de 1 a 3 señales
- Alarma maestra de 10, 20 y 30 señales



VÁLVULAS PARA ALTA PRESIÓN

VÁLVULAS MARCA HARRISON

Las válvulas HARRISON cumplen y superan las normas CGA V9 e ISO 10297, son probadas para garantizar la presión de trabajo según ISO 10297 y se someten a un proceso de limpieza y empaque según CGA G4.1.

- La tecnología de sello de junta tórica minimiza al máximo las fugas.
- Fácil operación bajo todas las presiones.
- 100% de pruebas de fugas en toda la producción.
- La mayoría de las válvulas se suministran con entrada roscada para tubos de sifón.
- Todas las válvulas están embolsadas y limpias para servicio de oxígeno

Válvulas para cilindros en acero

- Válvula CGA 540 DE 3/4" NGT 3750 PSI
- Válvula CGA 590 DE 3/4" NGT 3750 PSI
- Válvula CGA 580 DE 3/4" NGT 3750 PSI
- Válvula CGA 320 DE 3/4" NGT 3000 PSI
- Válvula CGA 350 DE 3/4" NGT 3000 PSI



Válvulas para cilindros en aluminio

- Válvula CGA 540 DE 1.125 UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 580 DE 1.125 UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 590 DE 1.125 UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 320 DE 1.125 UNF-3000 PSI.
- Válvula CGA 540 DE .750 UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 580 DE .750 UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 320 DE .750" UNF-3300 PSI.
- Válvula CGA 870 DE .750" UNF-3300 PSI.



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Productos para proyectos hospitalarios



Reguladores de presión

- Reguladores para Oxígeno, Aire, Nitrógeno, CO₂.
- Reguladores para manifold de cilindros de O₂, Aire, N₂ y CO₂
- Reguladores de línea para oxígeno o aire.

Accesorios y repuestos

- Manómetros de 0-4000 PSI
- Manómetros de 0-200 PSI
- Manómetros de 0-30 LPM
- Diafragmas para regulador
- Tuercas y niples para reguladores
- Tuercas y niples de 1/4" y de 1/8" NPT
- Acople DISS para oxígeno, aire, Vacío, CO₂, Nitrógeno, WAGD, aire de servicio
- Acople Chemetrón para oxígeno, aire, Vacío, CO₂, Nitrógeno, WAGD, aire de servicio
- Acople Dräger para oxígeno, aire y Vacío
- Acople AGA para oxígeno, aire y Vacío
- Racor DISS para oxígeno, aire, Vacío, CO₂, nitrógeno, WAGD, aire de servicio
- Racor DISS para soldar, disponible para oxígeno, aire, Vacío
- Accesorios para reguladores de oxígeno medicinal



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Productos para proyectos hospitalarios

Garantía: 24 meses

Sistemas de vacío médico

- Sistemas de vacío medico sencillos de 1 a 3 HP
- Sistemas de vacío hospitalario dúplex y tríplex de 1 a 12 HP
- Sistemas de vacío hospitalario tríplex y cuádruplex de 7.5 a 20 HP.
- Accesorios (Valvulas, filtros, aceite, kits de mantenimiento)



Compresores de Aire

- Compresores de aire libres de aceite de 5 a 15 HP
- Compresores para uso odontológico o para producción de aire de servicio (instrumentos neumáticos hospitalarios)



✉ tecna meding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecna med.com