

Productos para unidades móviles y atención respiratoria

Cilindros en acero y aluminio

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GAS
ACERO	Cilindro de 6,5m3 * 2260 PSI	O2, aire, otros
ALUMINIO	Cilindro central de 3,5m3 * 2216 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro central de 2,6m3 * 2216 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro portátil de 680 litros * 2015 PSI	O2, aire
ALUMINIO	Cilindro portátil de 415 litros * 2015 PSI	O2, aire, N2
ALUMINIO	Cilindro portátil de 207 litros * 2015 PSI	O2, aire, N2



Cilindros con válvula Harrison certificada



Kits de oxígeno portátil y accesorios

- Kit portátil con cilindro de 680 litros
- Kit portátil con cilindro de 415 litros
- Válvula de yugo CGA 870 para cilindro portátil
- Válvula CGA 540 para cilindro portátil
- Carros de transporte para cilindros
- Maletín para cilindro portátil 680 y 415
- Llave para válvula de yugo
- Empaques para regulador de yugo



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com

Atención respiratoria



Reguladores

- Regulador de 0-15 LPM para cilindro portátil
- Regulador de 0-15 LPM para cilindro conexión CGA 540
- Regulador de 0-6 LPM neonatal conexión CGA 540/870
- Regulador 0-15 LPM con salida de alto flujo conexión CGA 540/870
- Regulador con flujometro de 0-15LPM conexión CGA 540
- Regulador preajustado para oxígeno conexión CGA 540
- Reguladores de presión para aire, Nitrógeno y CO2



Mangueras



Manguera no conductiva para servicio de oxígeno
Manguera no conductiva para servicio de Aire



Tomas de pared para ambulancia



Toma para ambulancia tipo DISS marca TECNAMED
Toma para ambulancia tipo chemetron marca GENTEC

Flujometros

- ° Flujometro de 0-15 LPM con acople DISS
- ° Flujometro de 0-15 LPM con acople chemetron

Succionadores

Succionadores portátiles
110v / 60 Hz



✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com