

TOMAS TIPO CHEMETRON

Tomas de pared de conexión rápida para gases medicinales cuentan con certificación ISO 9001 y cumplen NFPA 99



- Toma de pared conexión chemetron Gentec

- Toma de pared conexión chemetron Pahsco

- Tomas para consola

Disponibles para:

Oxígeno

Aire Medicinal

Vacío

TOMAS TIPO DISS

Las tomas tipo DISS son dispositivos para gases medicinales utilizadas en entornos hospitalarios y permite la conexión segura y eficiente.



Disponibles para:

Oxígeno

Vacío

Aire Medicinal

Aire de instrumentación

WAGD

CO₂

Nitrógeno

- Toma de pared conexión DISS Pahsco

- Toma de pared conexión DISS Gentec

✉ tecnameding@gmail.com

☎ 317 5277339

🌐 www.tecnamed.com