

Bombas de vacío, accesorios y repuestos

Bombas de vacío y accesorios




- Bombas de vacío de paletas lubricadas de 1 a 20 Hph
- Vacuostato de ¼ NPT
- Vacuómetros de ⅛ " y 1/4" NPT
- Filtro para bomba de vacío de 3/4" a 2"
- Aceite para bomba de vacío

Kits de mantenimiento para tomas de pared

- Kit de mantenimiento para tomas tipo AMICO, GENTEC Y OHIO
- Kit de mantenimiento para tomas tipo Allied, PASHCO.





Accesorios y repuestos

Accesorios para reguladores de presión, manómetros, diafragmas en acero inoxidable. Manómetros con conexión de 1/4" NPT y 1/8" NPT desde 1" a 2. 1/2" de diametro de carátula.



Niples y tuercas DISS disponibles para:

- Oxígeno, aire, Vacío, Nitrogeno, CO₂, WAGD Y aire de instrumentos

Racores DISS X 1/4" NPT disponibles para:

- Oxígeno, aire, Vacío, Nitrogeno, CO₂, WAGD Y aire de instrumentos

Acoples rápidos estilo AGA, DRAGER y DISS disponibles para :

Oxígeno, aire, Vacío

Conectrotos especiales disponibles como:

- Conector de 1/4 manguera a 1/8 NPT, codos calle de 1/4" y 1/8" NPT, Tes de 1/4" y 1/8" NPT.



- Niples conexión CGA * 1/4 NPT cromados


- Tuercas CGA cromadas


Disponibles para:

- Oxígeno
- Aire
- Nitrógeno
- CO₂
- Hidrógeno

Accesorios para reguladores medicinales:

- Manómetros conexión de 1/8 de 0-3000 PSI
- Racores para cánula y humidificador
- Empaques para regulador de yugo
- Perilla indicadora de flujo





Accesorios y repuestos

Accesorios para reguladores de presión, manómetros, diafragmas en acero inoxidable. Manómetros con conexión de 1/4" NPT y 1/8"NPT desde 1" a 2. 1/2" de diametro de carátula.



- NIPLES Y TUERCAS CGA en latón
- Disponibles para:
Oxígeno, CO2, Aire, Nitrógeno



- RACORES DISS X 1/2" NPT
- Disponibles para:
Oxígeno, Aire, Vacío
- RACORES DISS PARA SOLDAR
- Disponibles para:
Oxígeno, aire, vacío



- Manómetros con carátula de 2.1/2". Con rangos de 0-4000PSI de 0-200PSI de 0-160PSI
- Manómetros con carátula de 2"
- Manómetros en acero inoxidable
- Diafragmas en acero inoxidable para reguladores Wilson.
- Kit valvulas sello.

